


rainbowTMCT

- Un sistem de diagnosticare care furnizează imagini digitale CBCT, Pano și Cefalo pentru imagistică dentară
- Rezoluție înaltă și mod de scanare standard pentru CT
- Software de planificare a implanturilor
- Scanare panoramică multiplă
- Funcțiile complexe au fost transformate pentru clinicieni în modalități facile de utilizare
- Format de date compatibil DICOM 3.0

FOV size (cm)	5x5, 16x10, 16x18 (Stitching Mode)
Scan time	CBCT: 19s, Pano: 19s, Line Ceph: 19s, One-shot Ceph: 1s
CBCT sensor	CMOS sensor
Focal spot	0.5mm
Generator voltage	60 ~ 100 kVp
Generator current	4 ~ 12 mA
Reconstruction time	Less than 60s
Patient Position	Standing / Wheel chair accessible
Voxel size	300 μm (High 200 μm)



CT Scan



Panorama Scan

Cephalo Scan

